

PT Tilt Table

by Hill Laboratories

PT Tilt Table déplace doucement votre patient d'une position debout à une position horizontale. Doté d'un mouvement électrique commandé par une pédale et d'une transition en douceur entre le démarrage en douceur et l'atterrissage, la table d'inclinaison PT ne perturbe pas le patient en cas d'arrêt ou de cognement soudain. La table d'inclinaison PT est également équipée de trois sangles de retenue ajustables sur toute la longueur de la table pour adapter les patients de taille différente. Le PT Tilt est disponible dans 20 couleurs de décorateur avec la base en beige ou gris.

Fonctions Standards

- Garantie d'un an sur toutes les pièces et main d'oeuvre (retour atelier)
- Base en thermoplastique acrylique beige ou gris
- Choix de 20 couleurs pour la sellerie
- Lève-personne électrique debout ou horizontal
- Roulettes d'hôpital
- 3 sangles de retenue
- Mousse de densité moyenne 2 1/2 "
- Longueur: 6', Largeur: 27", Hauteur: 34"

Options

- Largeur: 30"
- Socle escamotable automatiquement



La table inclinable Hill PT déplace votre patient de la position verticale à la position horizontale, puis revient doucement et rapidement.



ForscoLabs
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France
Tel: +33 1 83 597 160 - Fax: +33 1 972 447 924
contact@forscolabs.fr • www.forscolabs.fr